



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel laryngologiczny pacjenta JORG & SOHN Coburg X-Ray-Lift 4047 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel rentgenowski z 5 ramienną podstawą wykonaną z odlewu aluminiowego,,
- Górna część fotela może być obracana,
- Wysokość jest regulowana ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Fotel wyposażony jest w 5 kółek blokujących się pod ciężarem,
- Elementy metalowe malowane proszkowo (srebrny i czarny),
- Nowoczesna rama fotela w kolorze antracytowym,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Opcje regulacji:
  - Skok: 20 cm,
  - Wysokość siedziska: 45 - 65 cm,
  - Zagłówek w pełni regulowany,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
  - Poduszka siedziska wyściełana,
  - Podłokietniki pierścieniowe,
  - Anatomiczny zagłówek, czarny poliuretan,
  - Anatomiczny zagłówek, wyściełany,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

