



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret medyczny JORG & SOHN Coburg Ergolift 2520 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Nowy wielofunkcyjny taboret z ergonomicznym siedzeniem,
- Stabilność taboretu zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do podłóg twardych,
- Pokrycie siedzenia wykonane z oddychającej skóry syntetycznej,
- Wysokość siedziska: 51 - 76 cm
- Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej kontrolowanej za pomocą tarczy na podstawie fotela,
- Wymiary standardowe siedziska to 37 x 46 cm,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Dodatkowe kolory tapicerki,
 - Siedzątko mini (30 x 38 cm),
 - Przechył siedziska,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

