



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop pionowy NGP 600 P (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop zapewnia doskonały rentgenowski obraz, który dzięki swojej precyzyjności pokazuje nawet najmniejsze zmiany w tkankach miękkich oraz wszelkich mikro zwyrodnieniach innego rodzaju,
- **Zalety stosowania negatoskopu pionowego NGP 600 P:**
 - Posiadają wszystkie potrzebne certyfikaty,
 - Listwa uchwytu rolkowego może być wykonana w dowolnym kolorze,
 - Emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500°K,
 - Równomiernie rozkłada światło na całej powierzchni ekranu,
 - Posiada łatwą i szybką obsługę serwisową, w tym wymianę źródeł światła,
 - Jest wykonany w estetycznej i trwałej obudowę,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 550 VA,
 - Luminancja ekranu: 4100 cd/m²±25%,
 - Wymiary ekranu: 72 x 87 cm,
 - Ilość klatek: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 760 x 965 x 112 mm,
 - Masa: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

