



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 21 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 21 HF to negatoskop pozwalający na bardzo dokładne i wygodne przeglądanie zdjęć rentgenowskich,
- Pozwala na dostrzeżenie nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich oraz wszelkie mikro zwyrodnienia innego rodzaju.
- **Zalety Negatoskopu NGP 21 hf:**
 - Urządzenie to posiada wiele certyfikatów, które zaświadcza o jego najwyższą jakość,
 - Równomierne oświetlenie całego ekranu,
 - Jednolita powierzchnia ekranu,
 - Pokrycie obudowy lakierem proszkowym pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń,
 - Liczne certyfikaty,
 - Model ten emituje światło białe o temperaturze barwowej 6500K
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 130 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m² ± 25%,
 - Regulacja luminancji: Tak,
 - Wymiary ekranu: 72 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 2,
 - Klasa ochrony: I,
 - Wymiary: 740 x 510 x 115 mm,
 - Masa: 10 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

