



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 40 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 40 HF jest idealnym produktem do zastosowania w szpitalach, przychodniach, klinikach, gabinetach zabiegowych, izbach przyjęć a także w wielu innych placówkach służby zdrowia,
- **Zalety Negatoskopu NGP 40 hf:**
 - Cztery klatki do przeglądania negatywów RTG,
 - Szybki i łatwy montaż,
 - Nowoczesny design obudowy,
 - Temperatura barwowa emitowanego światła dziennego 6500K,
 - Typ obudowy: pokryta lakierem proszkowym
 - Liczne certyfikaty,
 - Doskonałe parametry równomierności oświetlenia ekranu
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 260 W,
 - Luminancja ekranu: $6000 \text{ cd/m}^2 \pm 25\%$,
 - Regulacja luminancji: Nie,
 - Wymiary ekranu: 144 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 4,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1460 x 510 x 92 mm,
 - Masa: 18,7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

