



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 41 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 41 HF posiada płynną luminację, która pozwala na brak odczuwania wrażenia drżenia światła przez osobę korzystającą z urządzenia,
- Negatoskop posiada wszystkie potrzebne certyfikaty, w tym wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 oraz deklarację zgodności CE, które potwierdzają jego najwyższą jakość,
- **Zalety Negatoskopu NGP 41 hf:**
 - Podział ekranu: 4 klatki do przeglądania negatywów RTG,
 - Modny design urządzenia,
 - Łatwy montaż,
 - Najwyższa jakość udokumentowana certyfikatami medycznymi,
 - Ekran równomiernie podświetlony w każdym punkcie,
 - Pokrycie obudowy lakierem proszkowym pozwala na utrzymanie urządzenia w czystości,
 - Emituje światło dzienne o temperaturze barwowej 6500°K,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 260 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Tak,
 - Wymiary ekranu: 144 x 43 cm,
 - Ilość klatek: 4,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1460 x 510 x 92 mm,
 - Masa: 19,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

