



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 61 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP 61 HF posiada sześć klatek do przeglądania negatywów RTG,
- Jego obudowa pokryta jest lakierem proszkowym,
- Wyposażony jest w jednolity ekran, który jest równomiernie podświetlany na całym obszarze,
- Urządzenie jest proste w montażu i posiada estetyczną obudowę,
- **Zalety Negatoskopu NGP 61 hf:**
 - Obudowa pokryta jest lakierem proszkowym
 - Urządzenie posiada sześć klatek do przeglądania negatywów RTG,
 - Jednolity ekran,
 - Równomierne podświetlenie ekranu na całym obszarze,
 - Łatwy montaż,
 - Temperatura barwowa światła dziennego osiąga 6500K,
 - Wszelkie wymagane certyfikaty
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 390 W,
 - Luminancja ekranu: 6000 cd/m²±25%,
 - Regulacja luminancji: Tak,
 - Wymiary ekranu: 108 x 96 cm,
 - Ilość klatek: 6,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1100 x 960 x 115 mm,
 - Masa: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

