



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 600 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop NGP 600 HF w wersji wysokiej częstotliwości posiada świetlówki z bardzo szybkim zapłonem,
- Jego praca całkowicie pozbawiona jest efektu migotania stroboskopowego, dzięki czemu chroni oczy radiologa,
- Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K,
- Charakteryzuje go wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu,
- Łatwa obsługa serwisowa pozwala na szybką wymianę źródeł światła,
- Urządzenie posiada trwałą estetyczną obudowę, która pokryta jest lakierem proszkowym,
- Negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 660 VA,
 - Luminancja ekranu: 4100 cd / m² ±25%,
 - Regulacja luminancji: NIE,
 - Wymiary ekranu: 2 pola 120 x 45 cm,
 - Ilość pól: 2,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1220 x 960 x 112 mm,
 - Masa: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

