



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 800 hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Negatoskop NGP 800 HF wysokiej częstotliwości posiada świetlówki z bardzo szybkim zapłonem,
- Jego praca całkowicie pozbawiona jest efektu migotania stroboskopowego, co chroni oczy radiologa,
- Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K,
- Emitowane światło jest równomierne na całej powierzchni ekranu,
- Korzystanie z urządzenia oszczędza ponad 25% energii elektrycznej,
- Łatwa obsługa serwisowa ułatwia wymianę źródeł światła,
- Urządzenie posiada trwałą i estetyczną obudowę, która pokryta jest lakierem proszkowym,
- Negatoskop uzyskał wszelkie wymagane certyfikaty,

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 800 VA,
- Luminancja ekranu: 4100 cd / m² ±25%,
- Regulacja luminancji: NIE,
- Wymiary ekranu: 2 pola 150 x 45 cm,
- Ilość pól: 2,
- Klasa ochronności: I,
- Wymiary: 1520 x 960 x 112 mm,
- Masa: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

