



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 800 R hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Wysokiej częstotliwości negatoskop NGP 800 RHF pracuje całkowicie pozbawiony efektu migotania stroboskopowego, dzięki czemu chroni oczy radiologa,
- Świetlówki w urządzeniu charakteryzują się bardzo szybkim zapłonem,
- Urządzenie emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K równomiernie na całej powierzchni ekranu,
- Negatoskop posiada płynną regulację natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej,
- Korzystanie z urządzenia oszczędza ponad 25% energii elektrycznej,
- Dzięki łatwej obsłudze serwisowej wymiana źródeł światła jest bardzo prosta,
- Trwała estetyczna obudowa negatoskopu pokryta jest lakierem proszkowym, co ułatwia jego czyszczenie,
- Posiada on wszelkie wymagane certyfikaty,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 800 VA,
 - Luminancja ekranu: 4100 cd / m² ±25%,
 - Regulacja luminancji: TAK,
 - Wymiary ekranu: 2 pola 150 x 45 cm,
 - Ilość pól: 2,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1520 x 960 x 112 mm,
 - Masa: 45 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

