



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop NGP 1000 R hf (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Model NGP-1000 R HF to wysokiej częstotliwości negatoskop solidnej konstrukcji, która jest wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na biało,
- Dzięki temu modelowi zaoszczędzisz energię elektryczną o ponad 25%,
- Ochronisz swoje oczy, ponieważ negatoskop jest pozbawiony efektu stroboskopowego,
- Wysoka równomierność emisji światła dziennego (Day Light) na całej powierzchni ekranu umożliwi Ci trafną diagnozę,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 1150 VA,
 - Luminancja ekranu: 4100 cd / m² ±25%,
 - Regulacja luminancji: TAK,
 - Wymiary ekranu: 4 pola 90 x 45 cm,
 - Ilość pól: 4,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary: 1820 x 960 x 112 mm,
 - Masa: 57 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

