



Lampa bakteriobójcza NBVE 60 S (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczona do stosowania:
 - Na blokach operacyjnych,
 - Na salach chorych,
 - W laboratoriach,
 - W izbach przyjęć,
 - W poczekalniach,
- Obudowa lampy wykonana z blacha kwasoodpornej która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
- Dane techniczne:
 - Lampa sufitowa,
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Energooszczędna - pobór mocy: 75 VA,
 - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
 - Trwałość promiennika: 8000 h,
 - Wydajność wentylatora: 132 m³/h,
 - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m³/h,
 - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m²,
 - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
 - Wymiary: 1190 x 330 x 130 mm,
 - Masa: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania:
 - Raty,
 - Leasing,
 - Pożyczka.

