



## **Lampa bakteriobójcza NBVE 60 S (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczona do stosowania:
  - Na blokach operacyjnych,
  - Na salach chorych,
  - W laboratoriach,
  - W izbach przyjęć,
  - W poczekalniach,
- Obudowa lampy wykonana z blacha kwasoodpornej która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
- Dane techniczne:
  - Lampa sufitowa,
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Energooszczędna - pobór mocy: 75 VA,
  - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
  - Trwałość promiennika: 8000 h,
  - Wydajność wentylatora: 132 m<sup>3</sup>/h,
  - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m<sup>3</sup>/h,
  - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m<sup>2</sup>,
  - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  - Typ obudowy: IP 20,
  - Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
  - Wymiary: 1190 x 330 x 130 mm,
  - Masa: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania:
  - Raty,
  - Leasing,
  - Pożyczka.

