



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa FOTOVITA FV-10L (Duża) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Fototerapia jest o wiele tańsza od farmakoterapii,
- Ponadto można ją stosować nawet w przypadku kobiet w ciąży oraz młodych mam karmiących piersią,
- Stosowanie lamp Fotovita nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi,
- **Zalety fototerapii lampami Fotovita:**
 - Szybkie i efektywne usunięcie skutków i objawów depresji jesienno-zimowej,
 - Wyeliminowanie skutków smutku, lęku, apatii i złego samopoczucia,
 - Skuteczna walka z bezsennością, bulimią okresową i stresem, który towarzyszy podczas napięcia przedmiesiączkowego,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 250 W,
 - Sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF),
 - Natężenie oświetlenia: 10000 lux w odległości 50 cm; 5000 lux w odległości 75 cm,
 - Trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy,
 - Klasa zabezpieczenia ppwr.: 1,
 - Klasa ochronności: I,
 - Wymiary [mm]: wysokość: 570; szerokość: 345; głębokość: 130 (bez wspornika), 280 (z wspornikiem),
 - Masa: 5,0 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 60 miesięcy,

