



Stół terapeutyczny NETOS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- NETOS to elektryczny stół do terapii manualnej.
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie występuje cztero częściowe leże wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Konstrukcja stołu ułatwia pracę z pacjentem podczas wykonywania terapii manualnych takich jak:
 - Ackermanna,
 - Klawiterapii,
 - Akupunktury przy ostrych stanach zapalnych,
 - Przy dyskopatii oraz stanach pourazowych,
- Trakcja części podnóżka pozwala na łatwy dostęp do pacjenta oraz części lędźwiowej, pozwala na swobodną pracę manualną,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym,
- Regulacja kąta podnóżka i zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Regulacja części piersiowej i lędźwiowej za pomocą siłownika elektrycznego,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Podłokietniki,
 - Wieszak na papier,
- Dane techniczne:
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość 65/70 cm,
 - Wysokość: 53-93 cm,
 - Regulacja kąta podnóżka: - 60° do 40°,
 - Regulacja części piersiowej: - 18° do 20°,
 - Regulacja części lędźwiowej: - 18° do 74°,
 - Wychył boczny: 25°,
 - Podnóżek: -45° do 45°,
 - Trakcja manualna: 7 cm,
 - Masa własna 120 kg,
 - Maksymalne obciążenie: 160 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

