



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik pod aparaturę medyczną TALIE 2 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- **W standardzie stolik wyposażony jest w:**
 - Dwie metalowe półki,
 - Wspornik na przewody,
 - Kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Dodatkowa półka metalowa,
 - Dodatkowy wspornik na przewody,
 - Listwa zasilająca (4 gniazda),
- **Wymiary:**
 - Szerokość: 50/56 cm,
 - Wysokość: 93 cm,
 - Głębokość: 50 cm,
 - Wymiary półek (szer./gł.): 41 x 40 cm,
 - Masa własna: 15 kg,
 - Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

