



## Video-procesor obrazu i źródło światła OLYMPUS OTV-SI (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 250 VA,
- Przystosowane do endoskopów giętkich i sztywnych,
- Foliowany, dotykowy panel sterowania,
- Oświetlenie: żarówka halogenowa 15V 150W 2szt.
- Możliwość przełączania żarówki (w razie przepalenia się) z A na B,
- Manualna regulacja jasności,
- W zestawie klawiatura OLYMPUS,
- Gabaryty: 29,5 x 44 x 17 cm,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (format pdf),
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

