



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ładowarka do akumulatorów Lifepak 12 AD ELEKTRONIK HIGHPAK CHARGER AC/DC Typu „T” (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V lub 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ładowarka przeznaczona jest do ładowania oryginalnych akumulatorów o pojemności od 1,6 Ah do 7,2 Ah od defibrylatora Lifepak 12 oraz akumulatorów firmy AD Elektronik,
- Wersja „T” jest wersją stołową,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający do zapalniczki 12V,
 - Przewód zasilający 230V,
 - Przewód łączący z defibrylatorem,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim,
- Wymiary: 27,5 x 17,5 x 7 cm,
- Waga: 2,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

