



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek do transportu chorych LUNA 01 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Wózek LUNA-01 przeznaczony jest do transportu chorego w pozycji leżącej na terenie szpitala bądź innych placówek medycznych,
- Wózek wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Regulacja wysokości wózka odbywa się hydraulicznie,
- Na blat wózka składa się płyta HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP,
- W standardzie wózek wyposażony jest:
 - Składane barierki boczne,
 - Regulowany podglówek za pomocą mechanizmu typu rastomat,
 - Krążki odbojowe,
- **Jako opcje dodatkowe (za dopłatą) dostępne są:**
 - Centralna blokada kółek,
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Wieszak na butlę z tlenem,
 - Kosz na rzeczy osobiste,
 - Pasy do unieruchomienia pacjenta,
 - Materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta,
 - Prowadnica na kasetę RTG,
 - Stelaż pokryty farbą antybakteryjną w kolorze białym,
- Dane techniczne:
 - Długość materaca/ całkowita: 195/218 cm,
 - Szerokość materaca /całkowita: 65 /78 cm,
 - Wysokość: 47-86 cm,
 - Regulacja kąta podglówka: 0° do 80°,
 - Maksymalne obciążenie: 200 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

