



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser PALOMAR ASPIRE SlimLipo 3D (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji: USA (11.2013r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 VA,
- Palomar SlimLipo™ 3D jest jednym z najnowocześniejszych laserów lipolitycznych. Dzięki zastosowaniu dwóch fali 924 nm oraz 975 nm w bezpieczny i precyzyjny sposób dokonujemy nie tylko rozpuszczenia komórek tłuszczowych, ale także napinamy skórę od wewnątrz zapobiegając tym samym jej wiotczeniu po odessaniu tłuszczu,
- Wykorzystując laser Palomar SlimLipo 3D możesz dokonać lipolizy laserowej z liposukcją dowolnego obszaru ciała: zaczynając od brzucha i ud, aż po niewielkie obszary jak podbródek czy kolana,
- Palomar Slim Lipo 3D to przełomowa metoda modelowania sylwetki poprzez laserowe usuwanie tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym termoliftingu skóry,
- **Laser ma tylko 29 procedur zrobionych,**
- Zabieg liposukcji SlimLipo 3D składa się z trzech faz:
 - Znieczulenia pola operacyjnego,
 - Laserowego rozpuszczenia tkanki tłuszczowej,
 - Liposukcji (odessania) rozpuszczonego tłuszczu,
- Zalety usuwania tkanki tłuszczowej metodą lipolizy laserowej Slimlipo 3D:
 - brak blizn, szybkie gojenie się ewentualnych uszkodzeń skóry,
 - bardzo krótki okres rekonwalescencji - po zabiegu Pacjent pozostaje w pokoju pooperacyjnym do czasu, kiedy przestaną działać środki znieczulające, następnie może samodzielnie wrócić do domu,
 - szybko widoczne rezultaty,
 - trwały efekt - rezultatem lipolizy jest zniszczenie komórek tłuszczowych w poddanym zabiegowi obszarze ciała,
 - skuteczność nawet w trudnych obszarach ciała - zabieg lipolizy laserowej Slimlipo 3D może zostać wykonany w miejscach, gdzie nie stosuje się metody klasycznej liposukcji, a w których również mogą występować niepożądane i trudne do usunięcia złogi tłuszczu - np. na kolanach, plecach, czy twarzy,
 - w czasie zabiegu wiązka promieniowania laserowego jest bardzo precyzyjnie ukierunkowana i dociera wyłącznie do komórek tłuszczowych. Nie występuje zatem zagrożenie przypadkowego uszkodzenia tkanek sąsiadujących.
 - brak obwisłej, wiotkiej skóry po usunięciu podskórnej tkanki tłuszczowej - ciepło promieniowania laserowego przyczynia się do poprawy ujędrnienia i uelastycznienia skóry
 - minimalne ryzyko powikłań,
 - redukcja cellulitu (lipoliza laserowa bywa stosowana jako element leczenia skojarzonego w leczeniu tej przypadłości),
 - mniejsze ryzyko siniaków czy opuchlizny - ponieważ laser działa selektywnie,
- Zastosowanie Slimlipo 3D:
 - redukcja tkanki tłuszczowej na udach, biodrach, kolanach,
 - usuwanie fałdu tłuszczu na brzuchu czy plecach,
 - wyszczuplanie talii,
 - ginekomastia męska,
 - modelowanie owalu twarzy oraz szyi,
 - likwidacja tzw. podwójnego podbródka,
 - wyszczuplenie ramion,
 - miejscowe, uporczywe i trudne do usunięcia otluszczenia,
 - ogólne modelowanie sylwetki,
- Specyfikacja:
 - Typ lasera: Diode Laser-Assisted Lipoliza,
 - Długość fali:
 - Fala 924nm: odpowiedzialna za rozpuszczanie tłuszczu, który następnie usuwany jest za pomocą końcówki odsysającej
 - Fala 975nm: która oddziałując bezpośrednio na tkankę skórną wzmacnia ją i odbudowuje włókna kolagenowe, dzięki czemu skóra staje się jędrna a kontury sylwetki wyraźniejsze,
 - Częstotliwość: do 100 Hz,
 - Rozmiar końcówki: 1,5 mm,
 - Moc: od 8 do 40 W (regulowana),
 - Pre-Tip sterylizowana długość: 100 mm, 175 mm, 275 mm,
- Złącznik nożny,
- Wbudowany kolorowy dotykowy wyświetlacz,
- Zestaw okularów protekcyjnych,
- Mobilny na kółkach dwa z hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

