



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny (Beach Chair) AKRUS SC 5010 SEK (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- Mobilny stół operacyjny przeznaczony m.in. do:
 - Ortopedii,
 - Chirurgii ogólnej,
 - Dermatologii,
 - Chirurgii plastycznej,
- Odłączane podpory ramion,
- Dwie niezależne podpory nóg,
- Regulacja elektryczna wysokości od 680 do 980mm,
- Oparcie rozkładane ręcznie,
- Regulacja elektryczna siedziska od 0° do 20°,
- Możliwość pracy na akumulatorze,
- Mobilny- na kółkach 125mm z hamulcami po obu stronach,
- Przejierne elementy w stole AKRUS model: SC 5010 SEK:
 - Segment nożny dzielony,
 - Stolik do operacji ręki,
 - Segment barkowy,
- Gabaryty:
 - Długość podstawy kół (oparcie) 760 mm,
 - Szerokość podstawy kół 580 mm,
 - Szerokość 700 mm,
 - Szerokość siedziska 590 mm,
 - Wysokość oparcia przy wyprostowanym oparciu 1440 mm,
 - Max. Długość, oparcie pleców poziome 1960 mm,
 - Max. Waga pacjenta 135/250 kg,
 - Waga (w zależności od opcji) 95 kg,
- **Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):**
 - Standardowy zagłówek,
 - Multi przegubowy zagłówek,
 - Podwójny stabilizator głowy,
 - Przesuwany podgłówek, płaski,
 - Wieszak na parawan,
 - Wentylowany wieszak na parawan,
 - Zacisk kolana,
 - Elektryczna klamra na kolano,
 - Podpórki nóg Goepel (para),
 - Podpora ramienia do pozycji bocznej lub na brzuchu,
 - Podłokietnik,
 - Podpora ramienia do operacji łokcia,
 - Podpora ramienia do operacji dłoni,
 - Stabilizator pleców lub piersi do pozycji bocznej,
 - Stojak na kroplówkę,
 - Reling boczny,
 - Przełącznik nożny,
 - Akumulator,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

