



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel/stół do biopsji piersi i mammografii AKRUS AK 5010 MBS (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- Fotel do transportu pacjentów i pozycjonowania podczas mammografii oraz biopsji piersi,
- Możliwość pracy na akumulatorze 24Volt,
- Elektryczna regulacja wysokości od 680 do 980(mm),
- Możliwość rozłożenia do pozycji łóżka,
- Pozycja Trendelenburga do -15°,
- Regulacja wysokości zagłówka,
- Ruchome podłokietniki,
- Indywidualnie opuszczane segmenty oparcia umożliwiają pozycjonowanie boczne,
- System nożnej blokady kół po obu stronach fotela,
- Przełącznik bezpieczeństwa przy wykonywaniu biopsji,
- Ruchomy podnózek,
- Gabaryty:
  - Długość podstawy kół 760 mm,
  - Szerokość 580 mm,
  - Szerokość fotela z podłokietnikami 760 mm,
  - Szerokość siedziska 620 mm,
  - Wysokość fotela, oparcie pionowo 1440 mm,
  - Max. Długość fotela, oparcie poziome 1680 mm,
  - Średnica kół 125mm,
  - Max. Waga pacjenta 135/250 kg,
  - Waga fotela (w zależności od opcji) 95 kg,
- Wyposażenie opcjonalne:
  - Oddzielne podparcie pleców do pozycji bocznej,
  - Zagłówek przesuwający się na boki,
  - Elastyczne poduszki tapicerowane,
  - Akumulator,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

