



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik okulistyczny AKRUS AK 106 vario (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- AK 106 vario to wysokiej jakości stolik okulistyczny,
- Podstawa aluminiowa malowana proszkowo,
- Trwały, odporny na zarysowania, laminowany blat,
- Różne rodzaje blatów,
- Na stópkach lub kółkach,
- Wbudowane dwa gniazda zasilające IEC
- Parametry techniczne:
 - Wymiary podstawy 400 x 600 mm,
 - Regulacja wysokości stołu: 590 – 890mm,
 - Maksymalne obciążenie 50kg,
 - Waga 39kg,
- Dostępne blaty:
 - Blat 50 x 60mm,
 - Blat 60 x 100mm,
 - Blat w kształcie litery V 60 x 100mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

