



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny laryngologiczny AKRUS SC 5010 HS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- Mobilny stół operacyjny przeznaczony m.in. do:
 - Chirurgii laryngologicznej,
 - Chirurgii szczękowo-twarzowej,
 - Chirurgii plastycznej,
- Siedzisko dzielone – ruchoma podpora nóg
- Elektrycznie regulowane położenie zagłówka, oparcia, siedzenia i podpory nóg,
- Każdy element regulowany indywidualnie,
- Regulowana wysokość – możliwość wyjątkowo niskiego ustawienia 64-100 cm,
- Regulacja poziomu fotela,
- Możliwość montażu różnych ergonomicznych zagłówków,
- Mobilny- na kółkach 125mm z hamulcami po obu stronach,
- Możliwość pracy na akumulatorze,
- Duży wybór akcesoriów dodatkowych,
- Gabaryty:
 - Długość podstawy kół 760 mm,
 - Szerokość podstawy kół 580 mm,
 - Szerokość stołu plus Ramię 700 mm,
 - Szerokość siedziska 590 mm,
 - Wysokość oparcia przy wyprostowanym oparciu 1700 mm,
 - Max. Długość, oparcie pleców poziome 1750 mm,
 - Max. Waga pacjenta 200/300 kg,
 - Waga (w zależności od opcji) 114 kg,
- **Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):**
 - Standardowy zagłówek,
 - Multi przegubowy zagłówek,
 - Podgłówek płaski,
 - Ramię przegubowe dodatkowego zagłówka +30/-50°,
 - Wieszak na parawan,
 - Wentylowany wieszak na parawan,
 - Podłokietnik ,regulowana wysokość, wychylenie, na głowicy kulowej,
 - Podpórka ramienia, nie regulowana,
 - Stojak na kroplówkę,
 - Reeling boczny,
 - Przełącznik nożny,
 - Joystick nożny 5 segmentów,
 - Akumulator,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

