



## **Komputerowe oprogramowanie EKG BTL CardioPoint EKG C300 (Produkt nowy)**

- Nowe,
- Produkcji angielskiej,
- Zaawansowane oprogramowanie do komputerowego, spoczynkowego, 12-kanałowego EKG pracujące w środowisku Windows,
- Współpracuje z dowolnym elektrokardiografem firmy BTL,
- Umożliwia przechowywanie, monitorowanie, analizę i wydruki zapisów EKG, transmisję on-line i off-line oraz robienie kopii zapasowych,
- Umożliwia efektywny kosztowo wydruk na papierze A4 na standardowej drukarce,
- Podstawowe właściwości,
  - Oprogramowanie do komputerowego spoczynkowego EKG,
  - Akwizycja sygnału i podglądu EKG na bieżąco,
  - Automatyczna analiza badań,
  - Automatyczna interpretacja tekstowa,
  - Archiwizacja danych EKG i tworzenie raportów,
  - Długotrwałe monitorowanie EKG - tryb LONG,
  - system współpracuje z aparatami EKG firmy BTL,
- Cena obejmuje:
  - Oprogramowanie BTL CardioPoint C300,
  - Przewód połączeniowy,
  - Konwerter RS232-USB

