



Stół rehabilitacyjny FANOS 01 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- Stół posiada kolumnowy mechanizm podnoszenia, który niweluje przesunięcie blatu w trakcie regulacji wysokości,
- W standardzie stół posiada dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym,
- Regulacja kąta zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Podłokietniki,
 - Wieszak na papier,
 - Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
 - System kółek jezdnych,
 - Euroszyny,
- Dane techniczne:
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość 65/70/80 cm,
 - Wysokość: 50-90 cm,
 - Regulacja kąta podglówka: - 70° do 40°,
 - Masa własna 88 kg,
 - Maksymalne obciążenie: 220 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

