



Monitor gazów anestetycznych DRAGER PM 8050 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Posiada ciekłokrystaliczny wyświetlacz z regulacją jasności,
- Foliowany panel sterowania,
- Menu urządzenia w języku angielskim,
- Czytelne i łatwe w obsłudze menu,
- **Wyposażony w następujące moduły:**
 - SPO2 - brak w zestawie (możliwość doposażenia),
 - TEMP - brak w zestawie (możliwość doposażenia),
 - O2 - brak w zestawie (możliwość doposażenia),
 - SPIRO- brak w zestawie (możliwość doposażenia),
- Aparat wykonuje pomiary gazów anestetycznych: DES, ENF, HAL, ISO, SEV również: O₂ i N₂O, CO₂,
- Monitor posiada pułapkę wodną DRAGER WaterLock i nowy czujnik tlenu,
- Posiada wejścia: RS 232 C, Monitorbus, wyjście analogowe,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Gabaryty monitora: 42,5 x 33 x 19,5 cm,
- Instrukcja obsługi w j. angielskim (format pdf),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

