



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC PS-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Zasilanie bateryjne: 24 V DC (Nowe baterie),
- Pobór mocy: 100 VA,
- 8- cio segmentowy,
- Nośność stołu: 200 kg,
- Stół regulowany poprzez układ hydrauliczny, mechaniczny oraz przez sprężyny gazowe,
- **Regulacja elektryczna za pomocą pilota:**
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburg, AntyTrendelenburg 40°/40°,
 - Regulacja wysokości blatu w zakresie: 79 do 104 cm,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
 - Funkcja powrotu do stanu ZERO,
- **Regulacja manualna:**
 - Wypiętrzenie nerkowe (ławeczka nerkowa) za pomocą korby w zakresie 16 cm,
 - Płynna regulacja oparcia- sprężyny gazowe w zakresie: -40° do +70°,
 - Płynna regulacja zagłówka - sprężyna gazowa w zakresie: -20° do +50°,
 - Podnóżek dwusegmentowy dzielony, odwodzony na boki oraz góra-dół ustawiany za pomocą zębatek,
 - Kąt rozchylenia podnóżków 180°
 - Przesuw wzdłużny mechaniczny w zakresie 25 cm,
- Przystosowany do ramienia C,
- Przepiętność X-RAY,
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Bezszywowa tapicerka z pianki poliuretanowej - antystatyczna
- **Gabaryty leża:**
 - Szerokość: 48 cm,
 - Długość: 216 cm,
 - Grubość: 5 cm,
 - Maksymalna szerokość stołu: 57,5 cm,
- Konstrukcja stołu wykonana jest ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- Gabaryt podstawy: 56 x 90 cm,
- Masa stołu: 265 kg,
- Mobilny z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Wózek,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 6-miesięcy,
- Możliwość finansowania:
 - Raty,
 - Leasing,
 - Pożyczka.

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

