



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Analizator moczu DIRUI H-500 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **DIRUI H-500** jest półautomatycznym czytnikiem pasków do analizy moczu,
- **Posiada:**
 - Duży ekran dotykowy LCD 5,7", wygodny w obsłudze dla użytkowników,
 - Oprogramowanie w języku polskim,
 - Wbudowaną drukarkę termiczną (papier szerokości 57 mm),
 - Przyjazny dla środowiska system zbierania i usuwania zużytych pasków,
 - Czytnik kodów kreskowych,
- **Specyfikacja:**
 - Źródło zimnego światła o 4 długościach fali zapewnia dokładność wyników,
 - Układ pomiarowy: diodowy, pomiar monochromatycznego światła odbitego,
 - 514 próbek na godzinę,
 - 10 lub 11 parametrów testowych,
 - Stosowane paski: H10 i H11,
 - Pamięć 2000 wyników, wygodna do przeglądania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 37 x 40 x 30 cm,
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

