



Wirówka do komórek krwi Ortho BIOVUE SYSTEM (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 25W,
- Foliowany panel sterowania z cyfrowym czytelnym wyświetlaczem,
- Wirowanie: pełny cykl 5 minut,
- Elektryczna blokada zamka pokryw,
- Indukcyjny silnik bez szczotkowy gwarantujący wieloletnią eksploatację bez potrzeby konserwacji,
- Średnica komory: 24,5 cm,
- Rotor posiadający 12 gniazd na kasety,
- Gabaryty: 32,5 x 37,5 x 24 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka

