



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny RODENSTOCK PRO 1000 Evo (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Unit okulistyczny PRO 1000 EVO został wyposażony w nowe funkcje:
 - Elektryczna regulacja wysokości stołu urządzenia,
 - Elektro-magnetyczny hamulec stolika,
- **Cechy i zalety Unitu RODENSTOCK PRO 1000 Evo:**
 - Solidna konstrukcja,
 - Komfortowy, regulowany fotel,
 - Ponadczasowa, nowoczesna stylistyka,
 - Kolumna z górnym LED-owym oświetleniem,
 - Wewnętrzne oświetlenie LED RGB,
 - Ruchomy stół na 2 urządzenia,
 - Mechaniczna blokada stolika,
 - Regulowane ramię foroptera,
 - Podstawa na projector,
 - Możliwa dodatkowa szafka,
- **Dane techniczne:**
 - Stół obrotowy i przesuwany, na dwa urządzenia,
 - Blokada stołu: magnetyczna,
 - Regulacja stolika: +/- 10 cm
 - Maks. nośność (stołu): 45kg (25/20kg),
 - Fotel pacjenta: ER 500,
 - Podwyższenie fotela pacjenta: ±20 cm,
 - Pochylenie fotela pacjenta: do 33°,
 - Waga całkowita (bez fotela): około. 195/215 kg,
 - Maks. ładowność (fotela): 120 kg,
 - Wysokość kolumny projektora: 176 cm/±1,5 cm,
 - Unit wyposażono w następujące gniazda:
 - 2 gniazda zasilania (230 V),
 - 1× RS-232, 1× 6-stykowe (6 V/12 V),
 - 1× LAN,
 - 1× USB 2.0,
 - Światło do czytania: Biała dioda LED 12 V,
 - Światło wewnętrzne: LED RGB 12 V,
 - Pobór energii: 280 VA,
 - Zasilacz: 110/115 V AC/230 V AC ±10%,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,



PRO 1000 /
PRO 1000 EVO



PRAISTON