



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



EKG FUKUDA CARDISUNY ALPHA 1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 VA,
- Przenośne,
- 3-kanalowe,
- Wbudowana drukarka szerokość papieru 60mm,
- Prędkość zapisu: 25/ 50 mm/s,
- **W zestawie:**
 - Kabel EKG FUKUDA KP-313 10-odprowadzeniowy,
- **Możliwość doposażenia w elektrody kończynowe klipsowe EKK oraz elektrody przysercowe przyssawkowe EPP (za dodatkową opłatą),**
- Gabaryty: 27,5 x 20,5 x 7 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

