



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stabilizator stawu skokowego z szynami elastycznymi NEOX S-03 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji polskiej,
- **Dostępne rozmiary (Obwód wokół kostki cm):**
 - S: 15,5 - 20,5 cm,
- Wykonany z termoaktywnego neoprenu w technologii HTCAS™ by NEOX,
- Wzmocnienia boczne - podwójne elastyczne szyny,
- Pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy,
- Zmniejsza obciążenie ścięgna Achillesa, bóle związane z obrzękami i zdrtwieniami,
- Zapewnia wzmocnienie słabym i przeciążonym stawom skokowym,
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł,
- Nie krępuje ruchów dzięki otworom na piętę oraz palce,
- Podwójne zapięcie rzepowe umożliwia dopasowanie siły docisku,
- System trzech elastycznych taśm obwojowych umożliwia dopasowanie stabilizacji do indywidualnych potrzeb,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,

