



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny NOUVAG Vacuson 60 (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji szwajcarskiej
- **Zalety Ssaka VACUSON 60:**
 - Ekonomiczny dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do wydajności,
 - Precyzyjna i płynnie regulowana wydajność ssania,
 - Solidna, niezawodna i sprawdzona technologia,
 - Niski poziom hałasu i wibracji,
 - Podwójna pompa tłokowa bez oleju,
 - Silnik pompy ssącej Vacuson 60 napędzają dwa tłoki, aby wytworzyć próżnię co pozwala na osiągnięcie wydajności 60 litrów na minutę,
 - Urządzenia Vacuson 60 jest przeznaczony do odsysania i usuwania płynów oraz treści śródoperacyjnych z możliwością regulacji siły ssania, co umożliwi dostosowanie pracy urządzenia do potrzeb zabiegu,
 - Ssak posiada manometr do kontroli ustawień,
 - Zastosowana w ssakach Vacuson 60 technologia tłokowa pozwala na uzyskiwanie wysokich parametrów próżni o ciśnieniu nawet do 0,9 bara oraz na długoletnią pracę bez spadku parametrów,
 - Dzięki swoim zaletom urządzenia mogą być wykorzystywane zarówno w małych jak i bardzo dużych zabiegach,
 - Vacuson 40 został wyposażony w automatyczny układ przeciw-przepelnieniowy,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Jednostka sterująca VACUSON 60 (manometr 0-1 bar, regulator podciśnienia, 2 uchwyty na słoje, 2 gniazda: dla włącznika nożnego ON/OFF, przewodu zasilania, rura ssąca z zestawem przewodów połączeniowych oraz jednorazowy filtr bakteryjny),
 - Przycisk nożny On/Off,
 - Filtr bakteryjny jednorazowy (10szt),
 - Przewód zasilający (5m),
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - Słoje o różnej pojemności,
 - Wózek na ssak „STAND” (2 półki)
 - Wózek na ssak „SANICAR” (3 półki),
- **Dane techniczne:**
 - Przepływ powietrza do 60 l/min,
 - Próżnia: - 0,9 bara at 686 mmHG,
 - Pobór energii 250 W,
 - Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz,
 - Wymiary 290 x 280 x 360 mm,
 - Masa netto 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

