



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wentylator płucny DRAGER RESPICARE VV (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- DC: 12 do 36 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- Łatwy w użyciu; prosta obsługa, niski poziom hałasu,
- Tylko 5 przycisków do regulacji wszystkich parametrów,
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (z trybem gotowości do oszczędzania energii), w którym widoczne są wszystkie parametry, w tym krzywe i kody kreskowe,
- Blokada klawiatury, aby zapobiec przypadkowym zmianom,
- Działa w dowolnej pozycji,
- Tryby wentylacji: IPPV IPPV (S) IPPV (P) SIMV Ech ciśnienie plateau,
- Obecna objętość: od 0,1 do 1,6 litra,
- Objętość minutowa: 3 do 25 l / min.,
- Częstotliwość: od 8 do 50 cykli / min; w trybie IPPV (P) 4 do 20 cykli / min.
- Współczynnik I / E: 1/1 do 1/3,
- Wyzwalanie: - 1 do - 3 cm H<sub>2</sub>O,
- Insp. w trybie PCV: 0,4 do 1,5 L / s,
- Ech: dostępna w trybie IPPV i IPPV (S),
- Alarm niskiego ciśnienia: 2 do 40 cmH<sub>2</sub>O,
- Alarm wysokiego ciśnienia: 10 do 60 cm H<sub>2</sub>O,
- Aktualizacja oprogramowania poprzez port RS 232,
- **W zestawie:**
  - Jednostka centralna DRAGER RESPICARE VV,
  - Wąż wraz z maską,
  - Kaniula nosowa,
  - 3 zapasowe filtry,
- Gabaryty: 240 x 255 x 385 mm,
- Waga: ok 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

