



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw EUROPA B EVO 24 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Autoklaw klasy B,
- Europa B Evo 24 to najnowszej generacji autoklaw z kilkoma nowymi funkcjami w porównaniu do poprzedniego modelu Europa BXP,
- Nowy panel sterowania z niebieskim wyświetlaczem jest bardzo nowoczesny i efektywny,
- Prawdziwą innowacją jest nowa nasadka do ładowania umieszczona równo z przednią częścią przedniego panelu autoklawu,
- **Autoklaw posiada następujące cykle sterylizacyjne:**
 - 134°C – narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - 121°C – narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - cykl szybki,
 - cykl specjalny PRION, wykorzystywany przy chorobie Creutzfeldt’a Jacobs’a,
 - cykl nocny – bez udziału operatora z automatycznym wyłączeniem po zakończeniu pracy.
- **Zalety i cechy autoklawu:**
 - Maksymalne obciążenie na cykl 7,5 kg,
 - Wbudowana drukarka,
 - 3 urządzenia bezpieczeństwa na drzwiach: elektromagnetyczne, elektryczne, dynamiczne,
 - Karta kontrolna zainstalowana na płycie,
 - Wyświetlacz graficzny,
 - Automatyczny system wyrównania barometrycznego,
 - System napełniania pompą z automatycznym zatrzymaniem, gdy zbiornik jest pełny,
 - System wentylacji wymuszonej wbudowany w urządzenie,
 - Bezpieczny uchwyt na tace chroni przed kontaktem między ładunkiem a komorą,
 - **System P.I.D.:**
 - System ciągłego monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu.
 - Diagnostyka i redukuje nieprawidłowości i ostrzeżenia (jeśli takowe wystąpią) w czasie rzeczywistym, gwarantując niezawodność, jednocześnie minimalizując okresy przerw w działaniu.
- **Dane techniczne:**
 - Sterylizacja wsadów typu: A, B,
 - Pojemność komory: 24 litry,
 - Pojemność użyteczna: 18 litrów,
 - Maksymalne ciśnienie: 2,4 bara,
 - Wymiary zewnętrzne: 510 x 395 x 790 mm,
 - Wymiary komory: Ø 245 x 500 mm,
 - Waga: 58 kg,
 - Zasilanie: 230 V – 50 / 60 Hz,
 - Pobór mocy: 2,2 kW,
- **Wyposażenie:**
 - Tacki o wymiarach:
 - 184 x 17 x 140 mm - 4 sztuki,
 - 184 x 17 x 286 mm - 4 sztuki,
 - Stojak do tacek o wymiarach 192 x 200 x 470 mm,
 - Uchwyt do tacek,
 - Lejek z tworzywa sztucznego o średnicy 8 cm,
 - Łącznik rurowy do wstecznego odprowadzania zużytej wody,
 - Wężę do mediów odprowadzających:
 - Do przelewania czystej wody,
 - Do odprowadzania zużytej wody,
 - Wąż Rilsan,
 - Wąż odprowadzający wodę,
 - Wąż z filtrem do napełniania wodą,
 - Przyłącze do węża do napełniania wodą i lejka z tworzywa sztucznego,
 - Gąbka do czyszczenia uszczelek komory i drzwi,
 - Tylne podkładki dystansujące,
 - Instrukcja obsługi w języku: EN, IT, DE, SP, FR,
 - Skrócona instrukcja obsługi i instalacji,
 - Przewód zasilający,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

