



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Therapy Batriatric 3 Section Couches (ST3673-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie posiada pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
 - Szerokość leża 80 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 325 kg (715 lbs)
 - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
 - Kąt nachylenia podnóżka od -20 ° do + 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
 - Pilot ręczny oraz otwór na twarz z zatyczką w standardzie,
 - Ekskluzywna 80 cm tapicerka w standardzie,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Potrójny przełącznik nożny (ST6209)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

