



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska ENGO S01 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Kozetka ENGO S01 składana do ściany, wykonana jest z rur stalowych malowanych proszkowo,
- Kozetka posiada stałą wysokość oraz jednocześnie leże z wycięciem na twarz i zatyczką,
- Kozetka ENGO S01 przeznaczona jest do ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, ośrodków zdrowia oraz gabinetów rehabilitacji, lekarskich i zabiegowych,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 35 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

