



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska ENGO K (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo,
- Kozetka ENGO K ma stałą wysokość i dwu częściowe leże z regulowanym podglówkiem za pomocą mechanizmu typu rastomat,
- W standardzie posiada wycięcie z lewej strony ułatwiające przeprowadzanie badań kardiologicznych,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Kółka jezdne z hamulcem,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 35 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podglówka 0° do +45°,
 - Regulacja kąta bocznego wycięcia: 0° do 90°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

