



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr VITAL TEST (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Vital Test to profesjonalny pulsoksymetr do użytku w stomatologii,
- Prosty, z wieloma funkcjami, może być wyposażony w specjalne uchwyty do mocowania na urządzeniu, ścianie lub stojaku. Ta opcja pozwala na ciągłą kontrolę instrumentu, dzięki czemu jest wygodny do ciągłego użytkowania,
- **Zalety pulsoksymetru:**
 - Prosty i łatwy w obsłudze,
 - Duży wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania,
 - Możliwość ustawiania i wyłączania alarmów dla dolnych i górnych progów saturacji oraz pulsu,
 - Wyświetlanie trendów,
 - Wizualizacja fali pletyzmograficznej,
 - Pamięć uzyskanych pomiarów,
 - Sygnalizacja uszkodzenia lub odłączenia czujnika,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - Uchwyt do zamontowania pulsoksymetru przy unie, na ścianie,
 - Vital Test może być dostarczony z programowanym interfejsem do podłączenia do komputera, do rejestracji i wydruku wszystkich mierzonych parametrów,
- **Dane techniczne:**
 - Wymiary (LxWxH): 160 x 70 x 376 mm,
 - Waga: 165 (g) (bez akumulatora),
 - Zasilany z baterii: 4 x 1,5 V ~ LR6 AA (48 godzin),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny:
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

