



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Autoklaw YESON serii YS 8l (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Europejska klasa B,
- Dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich,
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Zawór bezpieczeństwa,
  - Filtr bakteriologiczny,
  - Łatwa obsługa,
  - 5 gotowych programów pracy,
  - Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę,
  - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
  - Programy testowe – test Bowie & Dick, test Helix, test próżni,
  - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
  - Pojemności: 8l,
  - Wymiary: 535mm x 365mm x 320mm,
  - Wymiary komory (8l)  $\Phi$  180 x 320 mm,
  - Moc 1,7 kW,
  - Europejski certyfikat CE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

