



Autoklaw YESON serii YS 22I (Produkt nowy)

- Nowy,
- Europejska klasa B,
- Dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich,
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Zawór bezpieczeństwa,
 - Filtr bakteriologiczny,
 - Łatwa obsługa,
 - 5 gotowych programów pracy,
 - Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę,
 - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
 - Programy testowe – test Bowie & Dick, test Helix, test próżni,
 - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
 - Pojemności: 22l,
 - Wymiary: 700mm x 445mm x 390mm,
 - Wymiary komory (22l) Φ 250 x 450 mm,
 - Moc 1,7 kW,
 - Europejski certyfikat CE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

