



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON serii E 12l (Produkt nowy)

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 12 litrów,
- Wstępna próżnia frakcjonowana (klasa B - medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane - produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015,
- **Przeznaczony dla:**
 - gabinetów lekarskich,
 - stomatologicznych,
 - kosmetycznych,
 - weterynaryjnych,
 - przychodni,
 - szpitali,
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
 - Wbudowana drukarka,
 - Złącze USB do pendriva,
 - Wyświetlacz LCD,
 - Dotykowe przyciski sterowania,
 - Polskie i angielskie menu,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Automatyczne bezpieczniki,
 - 9 programów pracy,
 - 2 programy testowe,
 - Funkcja opóźnionego startu,
 - Funkcja wstępnego nagrzewania,
 - Funkcja zabezpieczenia hasłem
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Powiększony kosz z 3 tackami,
 - Przewód zasilający,
 - Uchwyt do tacek,
 - Wąż spustowy,
 - Polska instrukcja,
- **Dane techniczne:**
 - Pojemności: 12l,
 - Moc 1750 W,
 - Maksymalna temperatura 137° C,
 - Wymiary urządzenia 650 x 505 x 425 mm,
 - Wymiary komory (12l) Ø 200 x 360 mm,
 - Waga: 50 kg,
 - Europejski certyfikat CE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,



