



Stojak wraz z podgrzewaczem SCHMITZ MTC10 242.131 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 400 W,
- Podgrzewacz między innymi do soli fizjologicznej itp.,
- Regulacja temperatury w zakresie: 35 - 60°,
- Płyta grzewcza pokryta teflonem dla łatwego czyszczenia,
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- Manualna regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 101-131 cm,
- Miska ze stali nierdzewnej 18/10 (**BRAK W ZESTAWIE**),
- Mobilny na kółkach dwa z hamulcem,
- Gabaryt: 60 x 60 x 101/131 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

