



Wirówka laboratoryjna BIO RAD CONTRIFUGE 24 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 70 W,
- BIO RAD Centrifuge 24 to stacjonarna wirówka laboratoryjna z mikroprocesorową kontrolą przeznaczona do badania aglutynacji czerwonych krwinek w żelowych kartach identyfikacyjnych,
- Wirówka przeznaczona do 24 kart identyfikacyjnych,
- Wirowanie preparatów ze stałą szybkością: 900 obr/min,
- Stały czas pracy wirówki: 10 min,
- Posiada hamulec,
- Posiada elektromagnetyczny zamek otwierania pokrywy,
- Wbudowana automatyczna regulacja balansu,
- Charakteryzuje się bardzo cichym trybem pracy,
- **W zestawie:**
 - Rotor kątowy posiada 24 gniazda na płytki (karty) o szerokości 5 mm i długości 70 mm,
- Średnica komory: 32 cm,
- Gabaryty: 37 x 40 x 23 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Kat 02
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

