



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw narzędzi okulistycznych (wersja C) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Służą do przeprowadzania zabiegów i operacji mikrochirurgicznych na oku,
- **Zestaw zawiera:**
 - 4 sztuk noży szczelinowych, Podwójne ostrze ukośne pod kątem 45°,
 - 2 sztuki 1.2 mm,
 - 1 sztuka 2.8 mm,
 - 1 sztuka 2,65 mm,
 - 1 sztuka narzędzi precyzyjnych,
 - 4 sztuki pincet ,
 - 1 rozwieracz do powiek,
 - Nożyczki,
 - Plastikowa obudowa do sterylizacji
 - Autoklawowalne tworzywo sztuczne z matą silikonową; podstawa, pokrywa i mata są perforowane do penetracji pary,
 - Wymiary zewnętrzne: 265 x 160 x 25 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

