



Sterylizator na suche powietrze IONTO-STERIL HL Typ 71 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 400 W,
- Sterylizacja sucha,
- Płynna regulacja temperatury w zakresie: 60° – 200° C,
- Temperatura sterylizacji: 180 ° C,
- Komora wyposażona w jeden koszyk, oraz uchwyty,
- Wbudowany termometr,
- Posiada wyłącznik czasowy 0 – 120 min,
- Wymiary komory: 36 x 14,5 x 8 cm,
- Wymiary koszyka: 34,5 x 13 cm,
- Gabaryty: 46 x 28 x 18 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

