



Wirówka laboratoryjna KENDRO/SORVALL LEGEND T (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1250 W,
- Wbudowane wyświetlacze numeryczne,
- Foliowany panel sterowania,
- Regulacja obrotów: 300-15000 obr/min, przy zastosowanym rotorze max prędkość 5650 obr/min.,
- Czasowy wyłącznik pracy w zakresie: 1 sek - 9 h 59 minut, lub praca stała,
- Trzy stopniowa regulacja siły przyspieszania,
- Elektryczna blokada zamka pokrywy,
- Indukcyjny silnik bezszczotkowy gwarantujący wieloletnią eksploatację bez potrzeby konserwacji,
- Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej,
- Średnica komory: 46 cm,
- Rotor wychylny 75006444 który posiada 2 gniazda na bloki do mikroplytek,
- Poziom hałasu: 66 dB (A),
- Gabaryty: (WxDxH) 551 x 666 x 362 mm,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

