



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pas mocujący pod rękę pacjenta MAQUET 1002.24C0/01 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Pasek można zdjąć do prania,
- **W zestawie:**
 - Uchwyt mocujący do szyny Maquet 1002.24C0,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

