



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Mobile Treatment 3 Couches (SM3450) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże indywidualnie hamowane koła (LIBC),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie został wyposażony w uchwyt papieru (6005) oraz szynowe barierki boczne (6003),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,

Dane techniczne:

- Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
- Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki ,
- Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
- Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 °,
- Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 75 °,
- Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,

Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):

- Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
- Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
- Otwór na twarz z zatyczką w podgłówku (6004),
- Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
- Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
- Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
- Wieszak do kroplówki (6054),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD + (ZA DOPŁATĄ)

